

# Moray biopsitång

Moray microbiopsitång är framtagen för att förbättra de diagnostiska möjligheterna med histologi vid EUS-undersökningar. Designen medger till att ta biopsier genom en 19G FNA-nål\* vid EUS-undersökningar. FNA-nålen används som en »introducer« som Moray sedan passerar igenom.

## Förpackning

Moray microbiopsitång ligger förpackad tillsammans med ett spetsigt instrument som används för att lossa preparatet från Moray.

Var försiktig när du tar ut Moray ur förpackningen för att inte skada kateter och tång. Linda upp katetern försiktigt och var noga med att inte låta den distala delen av katetern vidröra något.

Testa att öppna och stänga tången innan användning.

## Förberedelser

Kontakta patologen och meddela att preparaten som skickas kommer att vara mycket små.

Förbered en arbetsyta med extra punktbelysning.

Ett förstoringsglas eller liknande så att ni verkligen ser att preparaten har hamnat rätt när ni petar ut dem ur tången med det spetsiga instrumentet.

## Specifikationer

Artikelnr	Kateter-diameter	Kateter-längd	Tång-diameter	Gap/öppning	Antal/förp
10-711899	0,80mm	230mm	0,76mm	4,3mm	3

\*Ej kompatibel med 19 G FNA-nålar från ConMed. För mer info se **Moray – instruktion**.



# Moray – instruktion

## Instruktion för användande vid pancreascystor

1. För in FNA-nålen\*.
2. Börja med att aspirera vätska för cytologi. Genom att aspirera innan biopsierna tas skapas bättre förutsättningar för ett optimalt biopsipreparat då spänningen i väggen minskar.
3. Avancera Moray framåt med korta rörelser genom nålen tills att den syns i ultraljudsbilden. När det är bekräftat så öppnas tången maximalt. Även detta verifieras på ultraljudsbilden.
4. Positionera sedan Moray mot väggen och behåll ett tryck mot cystväggen när tången stängs. Viktigt att stänga tången långsamt!
5. Dra till hastigt och dra sedan ut tången. Endast en biopsi åt gången.
6. Använd det spetsiga instrumentet för att lossa biopsin från tången.
7. För bästa diagnostiska resultat rekommenderas det att man tar minst 3 biopsier.

\*Moray är testad med följande fabrikat och modeller.

- Boston Scientific: Expect/Slimline 19G
- Boston Scientific: Flex Expect/Slimline 19G
- Cook: Echotip Ultra 19G (Obs, denna förs in med en vass mandräng i nålen)
- Olympus: EZ Shot 2
- Medtronic/Covidien//Beacon: BNX FNA system 19G