


Nya möjligheter

NYHETER, INFORMATION OCH TIPS FRÅN KUNGSHUSEN MEDICINSKA



Vi deltog i kursen Advanced Endoscopy 22–23 november i Mainz, Tyskland. Kursen var uppdelad på två dagar med omväxlande teori, praktiska demonstrationer och hands-on-undervisning. Vi var 14 deltagare från 10 länder. Ansvarig för kursen var Professor Helmut Neuman i samarbete med Fujifilm. Professor Neumann brinner verkligen för endoskopi och hans entusiasm har också smittat av sig på teamet runt omkring honom.

Första dagen började med en bra teoretisk föreläsning av professor Neumann om detektion och karaktärisering med funktionerna LCI, BLI och NBI. Efter teorin tog vi oss till endoskopienheten där professor Neumann utförde skopier med oss deltagare inne på salen. Informerade och propofol-sederade patienter möjliggjorde att vi kunde diskutera diagnostik och handläggning med professor Neumann vilket var mycket lärorikt. Första

patienten var en koloskopi där detektion, karaktärisering och resektion låg i fokus. Nya injektionsvätskan Eleview användes med framgång. Därefter en patient med Barrets esofagus där optisk zoom förvisades på ett mycket bra sätt.

Dag två började med en föreläsning av dr Suzuki om ESD. Därefter hade vi tillgång till 4 arbetsstationer med grismagar, Fujifilms endoskopiutrustning, Erbes diatermier och Fujifilms ESD-kniv Flushknive. Handleda av dr Suzuki, professor Neumann och duktiga skopi-assistenterna fick vi möjlighet att göra två ESD per person. Vi hade ingen tidigare praktisk erfarenhet i metoden men professor Neuman och dr Suzuki visade prov på bra pedagogiska förmågor och bistod tålmodigt moment för moment.

Skulle rekommendera fler att gå kursen om de får chansen!

Bengt Sundbaum och David Öberg
Gastroenterologer vid Sunderby sjukhus



KALENDARIUM 2019

17-18/1	SADE, Stockholm
7-9/2	Düsseldorf Endoscopy Symposium
18-19/3	Karolinska Live, Stockholm
4-6/4	ESGE, Prag
8-10/4	Gastrodagarna, Jönköping
19-21/5	DDW, San Diego

Kontakta oss för demonstration!



Andreas Lindberg
070-492 73 00
andreas@kungshusen.se



Magnus Bergström
070-683 64 43
magnus@kungshusen.se



Magnus Ekberg
070-229 40 72
magnus.ekberg@kungshusen.se



Roger Andersson
070-330 14 72
roger@kungshusen.se



● **Linked color imaging can enhance recognition of early gastric cancer by high color contrast to surrounding gastric intestinal metaplasia**

Hisashi Fukuda, J Gastroenterol, 2018-09-26

IN SUMMARY, LCI demonstrates intestinal metaplasia with a characteristic purple color near early gastric cancers, providing better color contrast compared with conventional imaging, without magnification. This new imaging technology may compensate for the poor images of early gastric cancers and gastric intestinal metaplasia obtained using conventional imaging and change the endoscopic approach for such gastric lesions.





Eleview – färdig lyftvätska

Fler och fler upptäcker fördelar med Eleview, en färdigblandad lyftvätska vid polypektomi, EMR eller ESD. Att använda Eleview, som är en blåfärgad lösning med lång duration, ger dig möjlighet att säkert avlägsna förändringar i hela mag-tarmkanalen. Blå färg (metylenblå) ger en tydlig avgränsning av lesionen vid lyft.



Histoguide – biopsitång vid ERCP

Nu finns möjligheten att på ett enkelt sätt ta biopsier från strikturer i choledochus. Histoguide är en biopsitång som går över ledare vilket kan underlätta kanylering och positionering. Med hjälp av genomlysning vet du att du är i rätt läge för biopsitagning. Histoguide ger dig förutsättningar att ta bra biopsier på ett enkelt och säkert sätt.



RothNet Select

Med RothNet Select har US Endoscopy tagit världens mest använda polypnät ännu ett steg. Infästningen av nätet ger RothNet Select förbättrad hållbarhet men också ökad synlighet av preparatet. Nätets finmaskighet ger självklart en skonsam hantering av preparaten.



Minska risken för krosskontaminering

Engångsknapparna BioGuard hjälper er att ta nästa steg i att optimera hygien. BioGuard är kompatibel med Olympus endoskop.

- BioGuard hjälper er att minska ner på arbetsinsatsen för rengöring av flergångsknappar.
- Ha alltid nya och väl fungerande knappar tillhands med BioGuard.
- Minimera risken för krosskontaminering mellan patienter.
- Eliminera behovet av spårbarhet hos flergångsknapparna.



Jazz **NYHET!**

Nu kan vi även erbjuda användare av Fujifilms endoskop engångsknappar i form av Jazz. Engångsknapparna är kompatibla med Fujifilms senaste generation av endoskop i 700-serien. I förpackningen ingår även en biopsiventil.

Enligt nya EU-förordningen, **GDPR** vill vi på Kungshusen Medicinska informera dig som mottagare av detta nyhetsbrev att du enkelt kan avregistrera dig från framtida nyhetsbrev via ett mail till avregistrering@kungshusen.se. Detsamma gäller om du inte samtycker till att dina uppgifter finns lagrade hos oss.