

Nytt koncept för konisering

Enkelt och kostnadseffektivt

No-Zmoke four

LEEPZ


Fånga
röken vid
källan!

Konisering har traditionellt utförts med diatermihandtag, slynga, spekulum med rökkanal och slangar till en rökutsug. Ett koncept som inte utmanats – **förrän nu!**

No-Zmoke four är ett komplett rökutsugshandtag med teleskopfunktion och anpassade elektroder som placerar utsuget direkt vid rökkällan. Snabb uppkoppling, effektivt utsug och kostnadseffektivt!

No-Zmoke four LEEPZ jämfört med konventionellt system:


- **Komplett system**
Rökutsugshandtag med 3,5 m slang till rökutsuget. Inga övriga slangar behövs!
- **Röken sugs ut direkt vid källan.** Större kanal jämfört med spekulum som har rökutsug ger effektivare evakuering!
- **Valfritt spekulum kan användas.** Spekulum med rökkanal är ej nödvändigt!
- **Korta slyngor ger bättre stabilitet**
En slynga med långt skaft ger sämre stabilitet jämfört med en kort!
- **Justerbar längd på handtaget**
Optimal anpassning till anatomin!
- **Kostnadseffektivt**
Sett både till totalpris och hantering!
- **Hexagonal infästning av slyngan i handtaget**
Ingen rotation av slyngan i handtaget!



KONTAKTA OSS för demonstration och provuppställning på leepz@kungshusen.se

Brett utbud av slingor

Vi vet att många operatörer har sina egna favoritslingor. Vi erbjuder därför ett brett utbud av slingor. Alla med hög stabilitet och rotationslås.



Diatermiutrustning för slingkonisering



ERBE VIO3 – den modernaste diatermiapparaten på marknaden med automatisk effektdosering – alltid rätt effekt oavsett elektrodens utformning eller storlek.

- **dryCUT** för incision med minimal blödning
- **sprayCOAG** för effektiv blodstillning



ERBE IES 3 – VIO3-marknadens tystaste och effektivaste rökutsug för all typ av diatermi användning. Integrerad aktivering med VIO3/VIO300D.



ERBE VIO100C – en enklare diatermiapparat, lämplig för slingkonisering på mindre mottagningar.

- **dryCUT** för incision med minimal blödning