



Hepatikogastrostomi

9 och 10 fr

Malign obstruktion av gallflöde

Niti-S GIOBOR

Giobor är ett gallvägsstent som positioneras med hjälp av EUS för att skapa en hepaticogastrostomi.

70% av stentet är täckt för att motverka läckage av galla mellan levern och ventrikeln.

30% av stentet är inte täckt för att inte obstruera gallflödet från gallgångarna när stentet ligger på plats i levern.

Giobor har en väl tilltagen krage för att förhindra migration ut från ventrikeln.

Röntgenmarkeringar. Tre markeringar i vardera ände. Två markeringar i övergången mellan täckt och otäckt del.



Niti-S GIOBOR Hepatikogastrostomi**EUS Partiellt täckt**

Leveranssystem 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-BS0808FP	8	8	8,5
7-BS0810FP	8	10	8,5
7-BS1008FP	10	8	8,5
7-BS1010FP	10	10	8,5